

# GYNECOLOGY PRODUCTS



## DE VM® Gynäkologische Kits

- › Wurde für gynäkologische Untersuchungen und geburts- hilffliche und gynäkologische Verfahren entwickelt
- › Sind in verschiedenen Konfi- gurationen erhältlich und kön- nen durch die Kombination der einzelnen Produkte nach den individuellen Vorlieben angepasst werden:
  - Vaginal Spekulum
  - Schuhüberzüge
  - Serviette
  - Gynäkologischen Kollektoren
  - Untersuchungshandschuhe
  - Kondom
  - Mikroskop-Objekträger

### Materialien:

PS; PE; PP; Vliesstoff; Latex / Nitril; Nylon; Stahl; ABS

### Sterilisation:

Ethylenoxid

### Kit Typ:

MINI; BASIC; CYTO-Standard; CYTO-Premium; ENDO; UNIVERSAL; BIO (1-2)

### Spekulum Typ:

A; B; C

### Spekulum Größe:

S; M; L

### Handschuh:

Latex / Nitril

### Kollektoren Optionen im Set und für den separaten Kauf:

- Zervikalbürste (I-II)
- Zytologiebürste (auch mit Ball);
- Abstrichspatel Herz-Finger- Form (I-III)
- Bürste und Abstrichspachtel
- Löffel nach Volkmann
- Endorette
- Abstrichtupfer
- Objekträger

### Produktnormen:

VM® Standard

### Risikoklasse:

Is

### Verpackung:

Polybag / Karton

### Haltbarkeit:

5 Jahre

## EN VM® Gynaecological Kits

- › Are designed for Gynaeco- logical examinations and obstet- ric as well as Gynaecological procedures
- › Are available in various configurations and can be customized according to individual preferences:
  - Vaginal speculum
  - Shoe covers
  - Napkins
  - Gynaecologicalcollectors
  - Examination gloves
  - Condoms
  - Microscope slides

### Materials:

PS; PE; PP; Non-wovens; latex/ NBR; nylon; steel; ABS

### Sterilization:

Ethylene oxide

### Kit type:

MINI; BASIC; CYTO-Standard; CYTO-Premium; ENDO; UNIVERSAL; BIO (1-2)

### Speculum type:

A; B; C

### Speculum size:

S; M; L

### Glove:

Latex / Nitrile

### Collector options available in the sets and for the separate purchase:

- Cervical brush (I-II)
- Cytology brush (also with a ball)
- Ayre spatula (I-III)
- Brush and Spatula
- Volkman spoon
- Endorette
- Urinary Swab

### Compliance standards:

VM® standard

### Risk classification:

Is

### Packaging:

polybag / carton

### Shelf life:

5 years

## RU VM® Наборы гинекологические

- › Используются для профилактических осмотров, а также для диагностики различных гинекологических заболеваний
- › Наборы доступны в различных комплектациях:
  - Вагинальное зеркало
  - Бахилы
  - Салфетка
  - Коллекторы
  - Перчатки
  - Презерватив для УЗИ
  - Предметные стекла

**Материалы:**  
ПСЭ; ПЭ; ПП; нетканый материал; Латекс/БНК; нейлон; сталь; АБС

**Стерилизация:**  
этиленоксид

**Тип набора:**  
Базовый; Цито-Стандарт; Био-1-2; Био-Премиум; Эндо; Универсал; Цито-Стандарт Нитрил

**Тип зеркала:**  
А; В; С

**Размер зеркала:**  
S; M; L

**Перчатки:**  
латекс/нитрил

**Другие компоненты доступны в комплекте и отдельно:**

- Цервикальная щеточка I-II
- Щеточка цитологическая
- Шпатель Эйра I-II;
- Гинекологическая ложка Фолькмана
- Щеточка и шпатель
- Урогенитальный зонд Пайпель
- Уретральный зонд
- Стекла предметные

**Соответствие стандартам:**  
VM® стандарт

**Класс риска:**  
Is

**Упаковка:**  
полибэг / картон

**Срок годности:**  
5 лет

## ES Kits para ginecología VM®

- › Están diseñados para exámenes ginecológicos y procedimientos obstétricos y ginecológicos
- › Los kits están disponibles en varias combinaciones y se pueden personalizar combinando los productos individuales según las preferencias individuales:
  - Espéculos vaginales
  - Fundas de zapatos
  - Servilletas
  - Colectores ginecológicos
  - Guantes de examen
  - Condones
  - Portaobjetos

**Materiales:**  
PS; PE; PP; textil no tejido; látex / nitrilo; Nylon; acero; ABS

**Esterilización:**  
Óxido de etileno

**Configuración:**  
MINI; BASIC; CYTO-Standart; CYTO-Premium; ENDO; UNIVERSAL; BIO (1-2)

**Speculum tipo:**  
A - Tornillo lateral

B - trinquete  
C - ajuste giratorio

**Speculum Tamaño:**  
S; M; L

**Glove:**  
látex / nitrilo

**Other options available in the set and for the separate purchase:**

- Cepillo cervical (I-II)
- Cepillo citológico (también con bola)
- Espátula Ayre (I-III)
- Cepillo y espátula
- Cuchara Volkman
- Endorette
- Hisopo urinario
- Diapositivas para microscopio

**Estándares de conformidad:**  
Estándar VM®

**Clasificación de riesgo:**  
Is

**Embalaje:**  
bolsa de polietileno / cartón

**Caducidad:**  
5 años



