

# PROTECTIVE EQUIPMENT



## DE VM® OP-Abdecksysteme

- › Werden für die sichere und zuverlässige Abdeckung des Patienten und seines Umfeldes und den optimalen Schutz während der Operation eingesetzt
- › Das Vliesmaterial hat im trockenen oder nassen Zustand eine hohe Reißfestigkeit, ist atmungsaktiv, angenehm auf der Haut und einfach zu drapieren

**Materialien:**  
Vliesstoff

**Sterilisation:**  
Ethylenoxid

- Typ:**
- By-Pass Abdeckset für die Herzchirurgie
  - Herzklappenersatz Abdeckset für die Herzchirurgie
  - Koronar Angiografie Abdeckset
  - Hüft Abdeckset für die Orthopädie

**Produktnormen:**  
VM® Standard

**Risikoklasse:**  
I / Is

**Verpackung:**  
Polybag / Karton

**Haltbarkeit:**  
5 Jahre

## EN VM® Surgical Draping Sets

- › Provide a barrier against bacteria and fluids and offer effective tear resistance and absorption
- › Are made from comfortable soft, durable, non-woven material, providing reliable protection against germs
- › In order to simplify the preparation for surgery, we offer a range of complete surgical draping sets
- › Soft non-woven material used for this product offers effective resistance to tearing whether wet or dry, it is breathable, feels comfortable on the skin, and is easy to drape

**Compliance standards:**  
VM® standard

**Risk classification:**  
I / Is

**Packaging:**  
polybag / carton

**Shelf life:**  
5 years

**Materials:**  
Non-woven fabric

**Sterilization:**  
Ethylene oxide

- Type:**
- Cardiovascular By-Pass Pack
  - Cardiovascular Valve Replacement Pack
  - Cardiology Angiography Pack
  - Orthopedy Hip Pack

## RU VM® Комплекты хирургические

- › Производятся из комфортного, мягкого, прочного, нетканого материала с высокими барьерными свойствами
- › Для проведения любого типа операции
- › Предназначены для соблюдения стерильности во время операции

### Материалы:

Нетканый материал

### Стерилизация:

этиленоксид

### Тип:

- Кардио-васкулярный комплект байпас
- Комплект для замены клапана
- Комплект для ангиографии
- Комплект бедренный ортопедический

### Соответствие стандартам:

VM® стандарт

### Класс риска:

I / Is

**Упаковка:**  
полибэг / картон

**Срок годности:**  
5 лет

## ES Campos quirúrgicos VM®

- › Con el fin de simplificar la preparación para la cirugía, ofrecemos una gama completa de cobertores quirúrgicos
- › El material no tejido suave utilizado para este producto ofrece una resistencia efectiva al desgarro, ya sea húmedo o seco, es transpirable, se siente cómodo en la piel y es fácil de cubrir
- › Proporcionan una barrera contra las bacterias y los líquidos y ofrecen una resistencia eficaz al desgarro y a la absorción

**Clasificación de riesgo:**  
I / Is

**Embalaje:**  
bolsa de polietileno / cartón

**Caducidad:**  
5 años

### Материалы:

textil no tejido

### Esterilización:

Óxido de etileno

### Тип:

- Cardiovascular By-Pass Pack
- Cardiovascular válvula Replacement Pack
- Cardiology Angiography Pack
- Orthopedy Cadera Pack

### Estándares de conformidad:

Estándar VM®