

INJECTION MANAGEMENT



DE VM® Insulin Pen-Nadeln

- › Sind mit den alle A-Typ insulinpens kompatibel
- › Werden für die subkutane Verabreichung von Insulin mit automatischen Insulinpens verwendet
- › Im Sortiment gibt es Insulin Pen-Nadeln mit unterschiedlichen Größen und Durchmessern, das gewährleistet eine sichere Insulin-Injektion für die Patienten jeder Konstitution
- › Sind schnell und einfach zu benutzen
- › Sicherheitskappe reduziert die Gefahr des zufälligen Nadelstich
- › Durch den dreifachen Facettenschliff gleitet sie reibungslos durch Gewebe und schützt vor Gewebeschäden
- › Die Größe kann leicht anhand der Farbcodierung der Schutzkappe erkannt werden
- › Auch als Sicherheits-Insulin-Pen-Nadeln erhältlich

Materialien:

PP; Stahl
Latex und DEHP-frei

Sterilisation:
Ethylenoxid

Außendurchmesser (mm):
0,20 – 0,33

Länge (mm):
4 – 12

Produktnormen:
EN ISO 11608

Risikoklasse:
IIa

Verpackung:
Sicherheitskappe / Box / Karton

Haltbarkeit:
5 Jahre

EN VM® Insulin Pen Needles

- › Are used for the subcutaneous insulin injections in conjunction with most of the available pens
- › Sterile and individually wrapped to ensure the required safety
- › Our pen needles are compatible with all type A insulin pens
- › Protective cap reduces the risk of accidental needlestick
- › The needle's triple bevel cut allows to puncture tissue easily, preventing tissue damage
- › Also available as safety insulin pen needles

Materials:

PP; steel
Latex and DEHP-free

Sterilization:
Ethylene oxide

Outer diameter (mm):
0,20 – 0,33

Length (mm):
4 – 12












Compliance standards:
EN ISO 11608

Risk classification:
IIa





Packaging:
Protective cap / box / carton

Shelf life:
5 years

VM® Insulin Pen Needles

Index No.	Outer diameter (Gauge)	Outer diameter (mm)	Length (mm)	Colour code
178	29G	0,33	12	dark red 
179	30G	0,3	8	orange 
180	31G	0,25	8	orange 
181	31G	0,25	6	blue 
182	31G	0,25	5	violet 
183	32G	0,23	4	green 
184	32G	0,23	6	blue 
185	32G	0,23	5	violet 
186	33G	0,2	4	green 
187	32G	0,23	8	orange 
188	31G	0,25	4	green 

VM® Safety Insulin Pen Needles

Index No.	Outer diameter (Gauge)	Outer diameter (mm)	Length (mm)	Colour code
189	30G	0,3	4	green 
190	30G	0,3	5	violet 
191	30G	0,3	6	blue 
192	30G	0,3	8	orange 
193	31G	0,25	5	violet 