

# INFUSION & TRANSFUSION MANAGEMENT



## DE VM® Transfusionssysteme

- › Werden für die intravaskuläre Gravitationstransfusion von Blut oder Blutkomponenten verwendet
- › Große Tropfkammer ermöglicht eine reibungslose Durchführung der Transfusion
- › Eingebauter Luftfilter mit antibakterieller Membrane
- › Dank Transfusionsfilter werden nicht erwünschte Partikel herausgefiltert
- › Luer Slip oder Luer Lock-Ansatz ist für die Verwendung mit Venenverweilkanülen und Zentralvenenkatheter geeignet
- › Große Rollenklemme mit Verschluss gewährleistet eine präzise Einstellung der Flussgeschwindigkeit

### Materialien:

Medizinplastik; PP;  
PVC/TPE/PU; ABS; Stahl;  
Latexfrei

### Sterilisation:

Ethylenoxid

### Spike:

Plastik ABS

**Durchflussregler (Größe):**  
Rollenklemme (M)

**Aufsatz:**  
Luer Slip; Luer Lock

**Schlauch (cm):**  
150

**Injektionskanüle/Injektionsstelle:**  
optional

**Produktnormen:**  
EN ISO 1135-4

**Risikoklasse:**  
IIa

**Verpackung:**  
Blister / Box / Karton, Polybag /  
Polybag / Karton

**Haltbarkeit:**  
5 Jahre

## EN VM® Transfusion Sets

- › Are used for intravascular, gravity-controlled transfusions of blood or blood components
- › Large drip chamber ensures smooth transfusion
- › Built-in air filter with antibacterial membrane
- › Undesirable particles are filtered out by the transfusion filter
- › Luer Slip or Luer Lock hub fits IV catheters and CVC
- › Transparent tubing
- › Large roller clamp with closure ensures precise flow rate setting

### Materials:

Medical plastic; PP;  
PVC/TPE/PU; ABS; steel  
Latexfree

### Sterilization:

Ethylene oxide

### Spike:

Plastik ABS

### Flow regulator (size):

roller clamp (M)

### Taper:

Luer Slip; Luer Lock

### Tubing (cm):

150

**Injection needle/Injection site:**  
optional

### Compliance standards:

EN ISO 1135-4

### Risk classification:

IIa

### Packaging:

blister / box / carton, polybag /  
polybag / carton

### Shelf life:

5 years

## VM® Transfusion Sets

| Index No. | Spike       | Air inlet | Roller<br>Clamp<br>Size | Tube<br>holder | Taper     | Tubing<br>cm | Injection<br>needle<br>mm | Injection<br>site | Packaging |
|-----------|-------------|-----------|-------------------------|----------------|-----------|--------------|---------------------------|-------------------|-----------|
| 266       | plastic ABS | ●         | M                       |                | Luer Slip | 150          | 1,2 x 40                  | y-site            | blister   |
| 267       | plastic ABS | ●         | M                       |                | Luer Slip | 150          | 1,2 x 40                  | standard          | polybag   |
| 268       | plastic ABS | ●         | M                       | ●              | Luer Lock | 150          | -                         | standard          | blister   |
| 269       | plastic ABS | -         | M                       | ●              | Luer Lock | 150          | -                         | -                 | blister   |
| 270       | plastic ABS | ●         | M                       |                | Luer Slip | 250          | 1,2 x 40                  | standard          | polybag   |

## VM® Transfusion Sets DEHP free

| Index No. | Spike       | Air inlet | Roller<br>Clamp<br>Size | Tube<br>holder | Taper     | Tubing<br>(cm) | Injection<br>needle | Injection<br>site | Packaging |
|-----------|-------------|-----------|-------------------------|----------------|-----------|----------------|---------------------|-------------------|-----------|
| 271       | plastic ABS | ●         | M                       |                | Luer Slip | 150            | 1,2 x 40            | standard          | polybag   |
| 272       | plastic ABS | ●         | M                       | ●              | Luer Lock | 150            | -                   | -                 | blister   |
| 273       | plastic ABS | -         | M                       |                | Luer Lock | 150            | -                   | standard          | blister   |
| 274       | plastic ABS | ●         | M                       |                | Luer Lock | 150            | -                   | -                 | blister   |
| 275       | plastic ABS | ●         | M                       |                | Luer Lock | 150            | -                   | -                 | polybag   |