


INFUSION & TRANSFUSION MANAGEMENT



DE VM® Perfusionsbesteck

- › Sind für die kurzfristige (bis zu 1 Stunde) intravenöse Infusionen verwendet
- › Wird zur einmaligen Venenpunktion und intravenösen Infusionen benutzt
- › Zwei Flügel erlauben eine einfache und sichere Fixierung auf der Haut
- › Flexible elastische Verlängerungsschläuche ermöglichen eine sichere Injektion aus jeder beliebigen Entfernung von der Veneneinstichstelle und verringern dadurch das Risiko der Verschiebung der Injektionsnadel

Materialien:

Stahl; Hochgereinigtes Silikonöl als Gleitmittel; PVC
Latexfrei

Sterilisation:

Ethylenoxid

Typ:

- für die intravenöse Infusion
- für die Blutabnahme im Vakuum

Größe (G):

19 – 27

Erweiterungsschlauch (cm):

30

Aufsatz:

Luer Slip; Luer Lock

Produktnormen:

EN ISO 8536-4;
EN ISO 7864, USP-IV

Risikoklasse:

Ila

Verpackung:

Blister / Box / Karton

Haltbarkeit:

5 Jahre

EN VM® Scalp Vein Sets

- › Are used for the short term (up to 1 hour) intravenous infusions
- › Two wings ensure easy and secure positioning on the skin
- › Flexible elastic extension tubing facilitates safe injection, remote from the venous puncture site, reducing the risk of displacement

Materials:

Steel; Silicone oil; PVC
Latexfree

Sterilization:

Ethylene oxide

Type:

- for intravenous infusion
- for vacuum blood sampling

Size (G):

19 – 27

Connecting tube (cm):

30

Taper:

Luer Slip; Luer Lock

Compliance standards:

EN ISO 8536-4;
EN ISO 7864, USP-IV

Risk classification:

Ila

























Packaging:

blister / box / carton










Shelf life:

5 years

VM® Scalp Vein Sets “BUTTERFLY”




Index No.	Tubing Material	Needle Outer diameter (Gauge)	Needle Outer diameter (mm)	Needle Length (mm)	Taper	Colour code	
326	PVC	19G	1,0	19	Luer Slip	cream	
327	PVC	20G	0,9	19	Luer Slip	yellow	
328	PVC	21G	0,8	19	Luer Slip	dark-green	
329	PVC	22G	0,7	19	Luer Slip	black	
330	PVC	23G	0,6	19	Luer Slip	dark-blue	
331	PVC	24G	0,55	19	Luer Slip	violet	
332	PVC	25G	0,5	19	Luer Slip	orange	
333	PVC	26G	0,45	19	Luer Slip	brown	
334	PVC	27G	0,4	19	Luer Slip	gray	
335	PVC	19G	1,0	19	Luer Lock	cream	
336	PVC	20G	0,9	19	Luer Lock	yellow	
337	PVC	21G	0,8	19	Luer Lock	dark-green	
338	PVC	22G	0,7	19	Luer Lock	black	
339	PVC	23G	0,6	19	Luer Lock	dark-blue	
340	PVC	24G	0,55	19	Luer Lock	violet	
341	PVC	25G	0,5	19	Luer Lock	orange	
342	PVC	26G	0,45	19	Luer Lock	brown	
343	PVC	27G	0,4	19	Luer Lock	gray	
344	DEHP free	19G	1,0	19	Luer Lock	cream	
345	DEHP free	21G	0,8	19	Luer Lock	dark green	
346	DEHP free	22G	0,7	19	Luer Lock	black	
347	DEHP free	23G	0,6	19	Luer Lock	dark blue	
348	DEHP free	25G	0,5	19	Luer Lock	orange	
349	DEHP free	27G	0,4	19	Luer Lock	gray	

VM® Safety Scalp Vein Sets




Index No.	Tubing Material	Needle Outer diameter (Gauge)	Needle Outer diameter (mm)	Needle Length (mm)	Taper	Colour code	
350	DEHP free	19G	1,0	19	Luer Lock	cream	
351	DEHP free	20G	0,9	19	Luer Lock	yellow	
352	DEHP free	21G	0,8	19	Luer Lock	dark green	
353	DEHP free	22G	0,7	19	Luer Lock	black	
354	DEHP free	23G	0,6	19	Luer Lock	dark blue	
355	DEHP free	24G	0,55	19	Luer Lock	violet	
356	DEHP free	25G	0,5	19	Luer Lock	orange	
357	DEHP free	26G	0,45	19	Luer Lock	braun	
358	DEHP free	27G	0,4	19	Luer Lock	gray	

All Extension tubing length is 30 cm

VM® Scalp Vein Sets “BUTTERFLY” Vacuum Blood Collection

Index No.	Tubing Material	Needle Outer diameter (Gauge)	Needle Outer diameter (mm)	Needle Length (mm)	Taper	Colour code	
359	PVC	21G	0,8	19	VBC	dark green	
360	PVC	23G	0,6	19	VBC	dark blue	
361	PVC	25G	0,5	19	VBC	orange	

VM® Safety Scalp Vein Sets “BUTTERFLY”. Vacuum Blood Collection

Index No.	Tubing Material	Needle Outer diameter (Gauge)	Needle Outer diameter (mm)	Needle Length (mm)	Taper	Colour code	
362	DEHP free	21G	0,8	19	VBC	dark green	
363	DEHP free	23G	0,6	19	VBC	dark blue	
364	DEHP free	25G	0,5	19	VBC	orange	

All Extension tubing length is 30 cm