


# REGIONAL ANAESTHESIA



## DE VM® Spinalkanüle Quincke Point

- › Werden bei der Lumbalpunktion für die Spinalanästhesie oder diagnostischer Punktion vom Rückenmarkskanal eingesetzt
- › Spitze Quincke mit doppeltem Facettenschliff ermöglicht atraumatische Durapunktion und minimiert das Risiko des postspinalen Kopfschmerzes
- › Spezielles Kanüledesign der seitlichen Austrittöffnung und angepasster Mandrin schließen Effekt der Biopsie während der Punktion aus
- › Kanülenansatz ist in handhabungsgerechter Form gefertigt
- › Auch mit einer Einführnadel erhältlich

**Materialien:**  
Hochwertiger Stahl; PC, PE

**Sterilisation:**  
Ethylenoxid

**Typ:**  
Quincke Poin

**Größe (G/mm):**  
18 – 27 / 90

**Einführnadel (G x mm):**  
21 – 22 x 38

**Produktnormen:**  
EN ISO 7864, EN ISO 6009

**Risikoklasse:**  
III

**Verpackung:**  
Beutel / Box / Karton

**Haltbarkeit:**  
5 Jahre

## EN VM® Spinal Needles with Quincke Point

- › Are used for spinal anaesthesia or for a diagnostic puncture of the spinal canal
- › Also suitable for lumbar puncture, for liquor pressure measurement and occipital aspiration
- › Quincke tip with double bevel enables atraumatic puncture of the dura and minimises the risk of post-spinal headache
- › Range includes spinal needles with short guide needle for puncturing dense tissue and for insertion of the spinal needle in the required direction
- › Also available with an introducer needle

**Introducer needle (G x mm):**  
21 – 22 x 38

**Compliance standards:**  
EN ISO 7864, EN ISO 6009

**Risk classification:**  
III

**Packaging:**  
pouch / box / carton

**Shelf life:**  
5 years












**Materials:**  
Steel; PC, PE

**Sterilization:**  
Ethylene oxide











**Type:**  
Quincke Point

**Size (G/mm):**  
18 – 27 / 90

## VM® Spinal Needles with Quincke Point

Index No. Medical paper	Index No. Tyvek paper	Size	Length (mm)	Introducer needle (mm)	Connector	Colour code	
711	722	18G	90		Luer	pink	
712	723	19G	90		Luer	cream	
713	724	20G	90		Luer	yellow	
714	725	21G	90		Luer	dark-green	
715	726	22G	90		Luer	black	
716	727	23G	90		Luer	dark-blue	
717	728	24G	90		Luer	violet	
718	729	25G	90		Luer	orange	
719	730	25G	90	21G x 38	Luer	orange	
720	731	26G	90	22G x 38	Luer	brown	
721	732	27G	90	22G x 38	Luer	grey	

## VM® Spinal Needles with Quincke Point **NEW**

Index No. Medical paper	Index No. Tyvek paper	Size	Length (mm)	Introducer needle (mm)	Connector	Colour code	
733	744	18G	90		neuraxial	pink	
734	745	19G	90		neuraxial	cream	
735	746	20G	90		neuraxial	yellow	
736	747	21G	90		neuraxial	dark-green	
737	748	22G	90		neuraxial	black	
738	749	23G	90		neuraxial	dark-blue	
739	750	24G	90		neuraxial	violet	
740	751	25G	90		neuraxial	orange	
741	752	25G	90	21G x 38	neuraxial	orange	
742	753	26G	90	22G x 38	neuraxial	brown	
743	754	27G	90	22G x 38	neuraxial	grey	