

PROTECTIVE EQUIPMENT



DE VM® Chirurgische Handschuhe

EN VM® Surgical Gloves

- › Für medizinisches Fachpersonal vorgesehen, das während der Manipulation oder Operation unter sterilen Bedingungen Kreuzkontaminationen zwischen dem Arzt und dem Patienten verhindern soll
- › Anatomisch geformt, wobei der Daumen zur palmaren Oberfläche des Zeigefingers zeigt, anstatt flach zu liegen

Materialien:

100% Naturkautschuklatex / Nitril / Polyisopren

Sterilisation:

Gammastrahlung

Typ:

Standard; Premium (nur für Latex)

Externe Oberfläche:

Texturiert

Interne Oberfläche:

Polymer beschichtet, Puderfrei / Gepudert – Maisstärke USP-Klasse

Manschette:

Gleichmäßig gedrehte Walze

Form:

Handspezifischer, anatomisch geformter, gebogener Finger

Länge (min. mm):

280

Menge Paare im medizinische Papierbeutel/Box / Karton:

1 / 50 / 400

Produktnormen:

EN 455, EN ISO 10282 / ASTM D3577

Risikoklasse:

Ila

Verpackung:

Auto bi-fold oder medizinische Papierbeutel / Box / Karton

Haltbarkeit:

5 Jahre

- › Are intended for healthcare professionals use during the manipulation or surgery, requiring sterile conditions, to prevent cross-contamination between the healthcare professional and the patient
- › Are anatomically shaped, with the thumb positioned towards the palmar surface of the index finger, rather than laying flat

Materials:

Latex 100% latex / NBR / polyisoprene

Sterilization:

Gamma radiation

Type:

Standard; Premium (for latex only)

External surface:

Textured

Internal surface:

Polymer coated, Powder free / Corn starch USP grade

Cuff:

Beaded cuff

Shape:

hand specific, anatomically shaped, curved finger

Length (min. mm):

280

Quantity of pairs in medical paper bag/Box / carton:

1 / 50 / 400

Compliance standards:

EN 455, EN ISO 10282 / ASTM D3577

Risk classification:

Ila

Packaging:

Auto bi-fold or Medical grade paper pouches / box / carton

Shelf life:

5 years

Index No.	AQL	Size	Length (mm)	Internal single wall thickness (min. mm)		External single wall thickness (min. mm)		Colour	Quantity, pairs box/ carton
				Finger	Palm	Finger	Palm		

Powder free • Textured • Sterile • ORTHOPAEDIC

1060		6	290	0,29	0,28			braun	50/400
1061	1,5	6,5	290	0,29	0,28			braun	50/400
1062		7	290	0,29	0,28			braun	50/400
1063	1,5	7,5	290	0,29	0,28			braun	50/400
1064		8	290	0,29	0,28			braun	50/400
1065	1,5	8,5	290	0,29	0,28			braun	50/400
1066		9	290	0,29	0,28			braun	50/400

Packaging: medical grade paper pouches

Powder free • Textured • Sterile • POLYISOPRENE

1067		6	295	77 ± 5	0,20	0,17	1,5	White to pale yellow	50/400
1068		6,5	295	83 ± 5	0,20	0,17	1,5	White to pale yellow	50/400
1069		7	295	89 ± 5	0,20	0,17	1,5	White to pale yellow	50/400
1070		7,5	295	95 ± 5	0,20	0,17	1,5	White to pale yellow	50/400
1071		8	295	102 ± 6	0,20	0,17	1,5	White to pale yellow	50/400
1072		8,5	295	108 ± 6	0,20	0,17	1,5	White to pale yellow	50/400
1073		9	295	114 ± 6	0,20	0,17	1,5	White to pale yellow	50/400